

## Комплект «Провит» с UVB -311 нм

### описание

**Комплект «Провит»** представляет собой компактный и достаточно простой в эксплуатации прибор, который помогает справиться с различными дерматологическими заболеваниями. Он испускает ультрафиолетовые лучи в диапазоне UVB и отчасти – видимого спектра (безвредного), что улучшает состояние кожи.

В комплект входит:

- светильник со шнуром;
- таймер с дисплеем;
- лампа Philips (311 нм);
- защитные очки;
- насадка-гребень;
- инструкция.



**Внимание!** От прибора идёт интенсивное излучение. Поэтому передозировка и игнорирование правил эксплуатации – опасны, чреваты ожогами и повреждением сетчатки глаз. Так что перед началом каждого сеанса нужно обязательно надевать защитные очки.

### Работа прибора

Комплект необходимо подсоединить к сети (230 В, 50 Гц). Включение и выключение «Провита» производится с помощью специального тумблера. Чтобы начать работать, лампе нужно полминуты. Обратите внимание на насадку-гребень, которая входит в комплект. Она даёт возможность регулировать расстояние. Чтобы закрепить насадку, со светильника надо предварительно снять защитную крышку, а потом зафиксировать гребень. Проследите за тем, чтобы во время работы «Провита» рядом с ним не

оказалось никаких мобильных или же портативных устройств.

## Как применяется устройство?

Прибор помогает лечить **витилиго**, **псориаз**, нейро- или атопический дерматит, гнездовую алопецию, **экзему**. Противопоказан при любых флоридных процессах, гипертерриозе, опухолях кожи, красной волчанке, сильной фоточувствительности, порфириновой болезни, а также при серьёзных повреждениях дермы.

## Лечение

В первую очередь нужно определить тип кожи. Если ориентироваться на часто встречающийся в Европе (2), то начинать следует с 1 минуты для каждого участка и с 5-6 – для головы с волосами. Дальше время необходимо увеличивать на 25% до 3-4 минут для обнаженной кожи и до 2 сеансов в день с перерывами по 20 минут для решения проблем с алопецией.

В некоторых случаях во время лечения нужно защищать руки перчатками. При обработке головы кожу на лбу и ушах стоит обработать соответствующим кремом (**витилемна гель**, **мелавит гель**). Учтите, что конкретная схема лечения непосредственно зависит не только от вашего типа кожи, но и от заболевания. Поэтому лучше всего перед началом курса проконсультироваться с врачом. И не забывайте регулярно чистить прибор. С вопросами и уточнениями вы всегда можете обратиться к продавцу или к производителю.