


Дермалайт ЛЕД UVB311nm±5nm индивидуальный прибор

Узковолновая УФБ фототерапия

Дермалайт ЛЕД 311

Одно из самых последних достижений в разработке приборов для узко-волновой терапии на основе ЛЕД компонентов. Основное направление в развитии технологии для использования в домашних условиях узко-волнового спектра, ускоряющих фотосенсибилизирующие процессы в коже. Применяется и имеет хорошие результаты физической терапии при витилиго и псориазе. Это новый прибор, разработанный профессионалами в области фотоэлектрического инженерства с новейшими технологиями. Пиковая длина волны четырёх светодиодов $uvb311nm \pm 5nm$, которое стабилизировано для точечного проникновения без потерь и помех. Собственная мощность UV достигает $6mW$, этого достаточно, чтобы эффективно активировать больную кортикальную ткань.



Функции прибора

- 1) UVB311nm \pm 5 nm Пиковая длина волны: Прямое и стабильное излучение, без помех;
- 2) Высокая экономия энергии: Гарантирована 10-ти часовая непрерывная работа прибора;
- 3) Сила выхода $6mW$ UVB;
- 4) Долгая продолжительность жизни диодов: Эффективность излучения более чем 20000 (*двадцати тысяч*) часов рабочего времени;
- 5) Пиковый спектр наступает мгновенно при включении: Немедленная польза воздействия, отсутствие необходимости прогревать;
- 6) Экологически чистый прибор: Прибор дружелюбен к окружающей среде, отсутствие загрязнения, отсутствие ртути;
- 7) Предназначен для фототерапии узко-волновым УФБ: Соответствует для применения при витилиго, псориазе и т.д.




[КУПИТЬ Дермалайт ЛЕД 311](#)

Характеристика прибора

Размеры	Прибор: 180x55mm, Вес нетто: 110g Зарядное устройство: 86x78mm, Вес нетто: 115g
Преимущества	1. Долгая продолжительность жизни, спад нижнего спектра волны наступает не ранее, чем через 20 000 часов рабочего времени. 2. Мгновенный рабочий спектр, отсутствие потребности для прогрева. 3. Отсутствие загрязнения, отсутствие ртути, экологически чистый. 4. Подходит для витилиго, псориаза.
Порт DC	Порт Micro USB
Зарядное устройство	Оригинальная литиевая батарея 2200mAh. 3.7 В 1А
Время работы батареи	10 часов



> 20 000 h
Battery time 10h
Micro USB port
6mW UV power



Dermalight LED UVB311nm±5nm

[КУПИТЬ Дермалайт ЛЕД 311](#)

Практическое применение Dermalight LED UVB311nm±5nm

Лидирующее место в фототерапии.
Новые профессиональные технологии для личного использования в домашних условиях.

Начальные клинические испытания показали, что больная кожа начинает активироваться под определенным облучением с первого дня применения. Дермалайт ЛЕД 311 идеально подходит для узко-волнового облучения. Никаких ожогов во время и после облучения и других побочных эффектов установлено не было.

При применении желательно защищать сетчатку глаз специальными УФ-защитными очками.



[КУПИТЬ Дермалайт ЛЕД 311](#)